

FRESE CONICHE FINALI PER IMPIANTI TIPO TC

FRESE **STANDARD** FINALI PER IMPIANTI TIPO TC PER OSSO D3 - D4



Per impianti
TIPO TC Ø 4,3

FC35



Per impianti
TIPO TC Ø 4,8

FC40



Per impianti
TIPO TC Ø 6,0

FC45

FRESE **MAGGIORATE** FINALI PER IMPIANTI TIPO TC PER OSSO D1 - D2



Per impianti
TIPO TC Ø 4,3

FC35S



Per impianti
TIPO TC Ø 4,8

FC40S



Per impianti
TIPO TC Ø 6,0

FC45S