

IMPRONTA ANTIROTAZIONE



MONCONE PER IMPRONTA **INDIRETTA** (TRANSFERT PICK-UP) STANDARD



Porzione
di taglio



CODICE UTILIZZO

K4C04 Per tutti gli impianti con connessione tipo C sottocrestali fino a 2 mm



ATTENZIONE: Nel caso il transfert K4C04 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

VITI PER IMPRONTA

Standard

Per Transfert
tagliato



K4C22

K4C21

MONCONE PER IMPRONTA **INDIRETTA** (TRANSFERT PICK-UP) ALTO



Porzione
di taglio



CODICE UTILIZZO

K4C03 Per tutti gli impianti con connessione tipo C sottocrestali oltre i 2 mm



ATTENZIONE: Nel caso il transfert K4C03 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

VITI PER IMPRONTA

Standard

Per Transfert
tagliato

ex 1,25



K4C33

K4C22

IMPRONTA A STRAPPO



CODICE UTILIZZO

K4C02 Per tutti gli impianti con connessione tipo C

VITI PER IMPRONTA

ex 1,25



K2P35

ANALOGO



CODICE UTILIZZO

K4C01 Per tutti gli impianti con connessione tipo C