


PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI VC

VC DIAMETRO 3,5 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 3,5 lunghezza 11,5

VC DIAMETRO 4,0 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,0 lunghezza 11,5

VC DIAMETRO 4,5 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F300L



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,5 lunghezza 11,5