

INSERITORI PER IMPIANTI TC

INSERITORI DIRETTI CON DOPPIO ESAGONO Ø 2,2




INSERITORI PER DISPOSITIVO DI MONTAGGIO (Ex. 2,67)



CHIAVI UNIVERSALI

CE

CON ESAGONO 3,5 MM DA ABBINARE A TUTTE LE CONGIUNZIONI - PROLUNGHE - MASCHIATORI

<p>CRICCHETTO</p> <p>CH90</p>	<p>CRICCHETTO DINAMOMETRICO  Pag.10</p> <p>CH95D</p>
<p>MANIPOLO</p> <p>CH19</p>	<p>MANIPOLI DIGITALI con esagono mm 3,5</p> <p>MANUALE PICCOLO GRANDE</p> <p>CSE49 CH03 CH02</p>
<p>CHIAVE A T</p> <p>lunghezza mm 110</p> <p>CH04</p>	<p>GIUNTO CARDANICO UNIVERSALE ABBINABILE</p> <p>ALLE CHIAVI: CH90 - CH95D CH02 - CH03 CH04 - CH08 CH19</p> <p>CH25</p>

DISPOSITIVI DI SERRAGGIO E ACCESSORI UNIVERSALI

<p>CHIAVI MANUALI EX 1,7</p> <p>CORTA</p> <p>Si utilizzano per il serraggio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MONCONI DI GUARIGIONE - VITI PER IMPRONTA - VITI PROTESICHE <p>Serraggio massimo 35 Newton</p> <p>EX 1,7</p> <p>CH10</p> <p>MEDIA</p> <p>LUNGA</p> <p>EX 1,7</p> <p>CH11</p> <p>CH11L</p>	<p>CHIAVI MANUALI EX 1,25</p> <p>CORTA</p> <p>Si utilizzano per il serraggio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MONCONI CONICI TIPO A - VITI A TESTA BASSA - VITI PER BARRE - VITI TAPPO <p>Serraggio massimo 25 Newton</p> <p>EX 1,25</p> <p>CH20</p> <p>MEDIA</p> <p>LUNGA</p> <p>EX 1,25</p> <p>CH09</p> <p>CH09L</p>
--	---

CONGIUNZIONI EX 1,7

Da abbinare a tutte le chiavi

CORTA



EX 1,7

CH51

Si utilizzano per il serraggio di:
- MONCONI DI GUARIGIONE
- VITI PER IMPRONTA
- VITI PROTESICHE

Serraggio massimo 35 Newton

LUNGA



EX 1,7

CH53L

CONGIUNZIONI EX 1,25

Da abbinare a tutte le chiavi

CORTA



EX 1,25

CH52

Si utilizzano per il serraggio di:
- MONCONI CONICI TIPO A
- VITI A TESTA BASSA
- VITI PER BARRE
- VITI TAPPO

Serraggio massimo 25 Newton

LUNGA



EX 1,25

CH54

CE
0476

CHIAVI PER CONTRANGOLO

Si utilizzano per il serraggio di:

**VEDI CHIAVI MANUALI E
CONGIUNZIONI (EX 1,7 - 1,25)**

Serraggio massimo :

35 Newton

EX 1,7

CH28



20 Newton

EX 1,25

CH27

PROLUNGA UNIVERSALE

Si utilizza su tutte le

- CONGIUNZIONI
- MASCHIATORI



CH08

ADATTATORE

Si utilizza sulle

- CHIAVI CON
QUADRO Ø 4



CH35