

INSERITORI PER IMPIANTI TN

INSERITORI DIRETTI CON DOPPIO ESAGONO Ø 2,2

Manuale

Per Contrangolo



INSERITORI PER DISPOSITIVO DI MONTAGGIO (Ex. 2,67)

Per chiavi manuali [\(clicca qui\)](#)

Per contrangolo



CHIAVI UNIVERSALI

CE

CON ESAGONO 3,5 MM DA ABBINARE A TUTTE LE CONGIUNZIONI - PROLUNGHE - MASCHIATORI

CRICCHETTO



CH90

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

Pag.10



CH95D

MANIPOLO



CH19

MANIPOLI DIGITALI

con esagono mm 3,5

MANUALE

PICCOLO

GRANDE



CSE49



CH03



CH02

CHIAVE A T



lunghezza mm 110

CH04

GIUNTO CARDANICO UNIVERSALE ABBINABILE



CH25

ALLE CHIAVI:

CH90 - CH95D

CH02 - CH03

CH04 - CH08

CH19

DISPOSITIVI DI SERRAGGIO E ACCESSORI UNIVERSALI

CHIAVI MANUALI EX 1,7

CORTA



CH10

Si utilizzano per il serraggio di:
- MONCONI DI GUARIGIONE
- VITI PER IMPRONTA
- VITI PROTESICHE

Serraggio massimo 35 Newton

MEDIA



CH11

LUNGA



CH11L

CORTA



CH20

CHIAVI MANUALI EX 1,25

Si utilizzano per il serraggio di:
- MONCONI CONICI TIPO A
- VITI A TESTA BASSA
- VITI PER BARRE
- VITI TAPPO

Serraggio massimo 25 Newton

MEDIA



CH09

LUNGA



CH09L

CONGIUNZIONI EX 1,7

Da abbinare a tutte le chiavi

CORTA



EX 1,7

CH51

Si utilizzano per il serraggio di:

- MONCONI DI GUARIGIONE
- VITI PER IMPRONTA
- VITI PROTESICHE

Serraggio massimo 35 Newton

LUNGA



EX 1,7

CH53L

CONGIUNZIONI EX 1,25

Da abbinare a tutte le chiavi

CORTA



EX 1,25

CH52

Si utilizzano per il serraggio di:

- MONCONI CONICI TIPO A
- VITI A TESTA BASSA
- VITI PER BARRE
- VITI TAPPO

Serraggio massimo 25 Newton

LUNGA



EX 1,25

CH54

CE
0476

CHIAVI PER CONTRANGOLO

Si utilizzano per il serraggio di:

**VEDI CHIAVI MANUALI E
CONGIUNZIONI (EX 1,7 - 1,25)**

Serraggio massimo :



EX 1,7

35 Newton

CH28



20 Newton

EX 1,25

CH27

PROLUNGA UNIVERSALE

Si utilizza su tutte le

- CONGIUNZIONI
- MASCHIATORI



CH08

ADATTATORE

Si utilizza sulle

- CHIAVI CON
QUADRO Ø 4



CH35