

PROTESI AVVITATA SU MONCONI CONICI TIPO A

CE
0476

PER IMPIANTI TIPO C

MONCONI CONICI DI TITANIO TIPO A DRITTI



Collo 1,3

K3C3



Collo 2,4

K3C4



Collo 3,3

K3C5



Collo 4,8

K3C6



Collo 6,3

K3C7

VITI PROTESICHE

(Testa alta)



ex 1,7

K3PA

(Testa bassa)



ex 1,25

K6PA

VITI PER BARRE

(Normale)



K3OA

(Gambo lungo)



K3OA1

CAPPETTE DI GUARIGIONE

SU MONCONI CONICI TIPO A DRITTI



Ø 4,0 **GH40**

Ø 5,0 **GH50**

Ø 6,0 **GH60**

Ø 7,0 **GH70**

Ø 8,0 **GH80**

VITE DI FISSAGGIO

(EX. 1,25)



K3OA

PROTESI AVVITATA SU CONI TIPO A

CE IMPRONTA SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

ANALOGO
TIPO A



K4H4

MONCONE PER
IMPRONTA
(Transfert)



K3H30

VITI PER MONCONI CONICI TIPO A

IMPRONTA



K4HA3



K4HA2

CERATURA



K3H7

VITI PER CONNETTORI CONICI

IMPRONTA



K4H13

CERATURA



K3H3

 **ATTENZIONE:** Nel caso il transfert K3H30 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

COMPONENTI PER SISTEMATICHE CAD - CAM SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

ANALOGO PER IMPRONTA DIGITALE



UTILIZZO:

- Modello stampa 3D da impronta digitale
- Modello fresato da impronta digitale

K4H44

SCANABUTMENT



K4H93

CE TI - BASE PER INCOLLAGGIO

0476

STANDARD



K3H15

ALTO



K3H10

Ad esaurimento

MONCONI DI TITANIO ROTANTI
SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

PER SALDATURA
(Componente in Titanio)



K3S10

PER PROVVISORI



K3H10 Rev.1

BASI DA SOVRAFUSIONE - MONCONI CALCINABILI DIRITTI
SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

TUTTO
CALCINABILE



K3H4

BASE
CROMOCOBALTO
Da abbinare al
calcinabili KH77



K3H6



KH77

BASE TITANIO
Da abbinare al
calcinabile KH09



K3H9



KH09

* N.B. Sono disponibili fino ad esaurimento le Basi in Oro K3H8 da abbinare al calcinabile KH78

CALCINABILI CON ASSE INCLINATO 15° E 25° PER BASE CROMOCOBALTO E VITE PROTESICA

BASE CROMOCOBALTO
Da abbinare ai
calcinabili 15°-25°



K3H6

CALCINABILE
ANGOLATO 15°



KH15

CALCINABILE
ANGOLATO 25°



KH25

VITE
PROTESICA
Solo per calcinabili
angolati 15° e 25°



K3P5A

DISPOSITIVO
DI SERRAGGIO



ADATTATORE
PER DISPOSITIVO
DI SERRAGGIO



CHF5