

PROTESI AVVITATA SU CONI TIPO C

CE
0476

(PER ZONE FRONTALI - Ø PIATTO 4,9)

MUA DI TITANIO TIPO C DRITTO PER CONNESSIONI TIPO N



H. collo 0,5

K3N001C



H. collo 3

K3N005C

VITE PROTESICA

Filetto 1,2

Torque massimo: 15 Newton



ex 1,25

K3PC

DISPOSITIVI DI
SERRAGGIO

Congiunzioni e
chiave manuale
con quadro Ø 3

CS13 - CS24

MUA DI TITANIO TIPO C ANGOLATI 15° PER CONNESSIONI TIPO N



SPALLA
H. 2,0

K3N150C



SPALLA
H. 2,5

K3N151C



SPALLA
H. 3,0

K3N152C



SPALLA
H. 4,0

K3N153C



VITE DI FISSAGGIO

K2P70

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER CONI TIPO C



GC55

VITE PER CAPPETTA DI
GUARIGIONE E BARRE



ex 1,25

CE
0476

K3PC

BANDIERINA DI POSIZIONAMENTO

BANDIERINA PER POSIZIONAMENTO
CONNETTORI CONICI ANGOLATI MUA

CE



CC26

PROTESI AVVITATA SU CONI TIPO C

CE IMPRONTA SU CONI TIPO C

ANALOGO



K4C4

MONCONE DA IMPRONTA
(Transfert)



K3C30

VITI PER IMPRONTA

Standard



K4HC

Per Transfert tagliato



K4HC2

VITE PER CERATURA



K4C7



ATTENZIONE: Nel caso il transfert K3C30 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER CONI TIPO C



GC55

VITE PER CAPPETTA DI GUARIGIONE E BARRE



K3PC

BANDIERINA PER POSIZIONAMENTO CONNETTORI CONICI ANGOLATI MUA **CE**



CC26

CE COMPONENTI PER SISTEMATICHE CAD - CAM PER CONI TIPO C

ANALOGO PER IMPRONTA DIGITALE



K4C44

UTILIZZO:

- Modello stampa 3D da impronta digitale
- Modello fresato da impronta digitale

SCANABUTMENT



K4C93

TI - BASE PER INCOLLAGGIO



K3C15

VITE PROTESICA
(Per tutti i monconi)



K3PC

CE **MONCONI DI TITANIO ROTANTI PER CONI TIPO C**

SALDATURA
(Componente in Titanio)



K3C12

PROVVISORI



K3C14

BASI DA SOVRAFUSIONE - MONCONI CALCINABILI DIRITTI PER CONI TIPO C

TUTTO CALCINABILE



K3C44

BASE CROMOCOBALTO
Da abbinare al calcinabili KH77



K3C96



KH77

BASE TITANIO
Da abbinare al calcinabile KH09



K3C95



KH09

CALCINABILI CON ASSE INCLINATO 15° E 25° PER BASE CROMOCOBALTO E VITE PROTESICA

BASE CROMOCOBALTO
Da abbinare ai calcinabili 15°-25°



K3C96

CALCINABILE ANGOLATO 15°



KH15

CALCINABILE ANGOLATO 25°



KH25

VITE PROTESICA
Solo per calcinabili angolati 15° e 25°



K3P5C

DISPOSITIVO DI SERRAGGIO



ADATTATORE PER DISPOSITIVO DI SERRAGGIO



CHF5