

KIT OT EQUATOR COMPLETO



KIT OT EQUATOR : K (X- R) 130 (1-2-3-4)

KIT OT EQUATOR CON SMART BOX: K (X- R) 131 (1-2-3-4)

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE



Cod. K192ECE

Confezione contenente:
 - 1 contenitore di cappette
 - 1 cappetta nera da laboratorio
 - 4 cappette ritentive assortite
 - 1 dischetto protettivo

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE CON SMART BOX



Cod. K335SBC

Confezione contenente:
 - 1 contenitore smartbox con cappetta di posizionamento
 - 1 dischetto protettivo rosa
 - 4 cappette ritentive assortite

MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

COLLO h.1	COLLO h.2	CODICE (Collo h.1)	CODICE (Collo h.2)	PER IMPIANTI
		KX031	KX032	VX32 - VX38 - TX40 (X = Piat. 3,2 - Ex. 2,2)
		KR031	KR032	VR44 - VR55 - TR48 - TR55 - TR60 - QR - RR (R = Piat. 3,8 - Ex. 2,67)
COLLO h.3	COLLO h.4	CODICE (Collo h.3)	CODICE (Collo h.4)	PER IMPIANTI
		KX033	KX034	VX32 - VX38 - TX40 (X = Piat. 3,2 - Ex. 2,2)
		KR033	KR034	VR44 - VR55 - TR48 - TR55 - TR60 - QR - RR (R = Piat. 3,8 - Ex. 2,67)

Disponibili su ordinazione le altezze 5 - 6 - 7

CAPPETTE RITENTIVE OT EQUATOR

	CONTENITORE INOX DI CAPPETTE (Conf. da 2 pz.) Cod. K141CAE		CAPPETTA VIOLA TENUTA RIGIDA (2,5KG) (Conf. da 4 pz.) Cod. K140CEV		CAPPETTA BIANCA TENUTA STANDARD (1,8KG) (Conf. da 4 pz.) Cod. K140CET		CAPPETTA ROSA TENUTA SOFT (1,2KG) (Conf. da 4 pz.) Cod. K140CER
	CAPPETTA GIALLA TENUTA EXTRA SOFT (0,6KG) (Conf. da 4 pz.) Cod. K140CEG		CAPPETTA NERA DA LABORATORIO (Conf. da 4 pz.) Cod. K140CEN		CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO (Conf. da 1 pz.) Cod. K330SBE		DISCO PROTETTIVO (Conf. da 10 pz.) K100PD

ACCESSORI

TRANSFERT OT EQUATOR

INDIVIDUALE
(Conf. da 2 pz.)



K144MTE

STRAPPO
(Conf. da 2 pz.)



K044CAIN

ANALOGO
(Conf. da 2 pz.)



K144AE

CHIAVE QUADRATA CON "HOLDER"
Per avvitiare OT-EQUATOR



K774CHE

STRUMENTI

INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE



K485IC

CONNETTORE PER CONTRANGOLO



K760CE