

# IMPIANTO SHORT TIPO TN

## DOPPIO ESAGONO INTERNO Ø 2,2

Invito cilindrico H. 0,45 mm - Filetto interno M1,8



## ANNO 2019

Impianti SHORT spira Ø 6,0 mm piattaforma Ø 3,8 mm Doppio Ex. Int. 2,2 mm a invito cilindrico H.0,4



### DESCRIZIONE

### CODICE


### COMPONENTISTICA

5 o 6mm  
 Ø 6,0 x L. 5,0 mm  
 Ø 6,0 x L. 6,0 mm

**TN60050**  
**TN60060**

Lettera : **N** Colore : **MARRONE**  
 Lettera : **N** Colore : **MARRONE**

### PROCEDURA CHIRURGICA



Per gli impianti TN60050 utilizzare i tubini di stop di 5 mm

**ATTENZIONE** : Non utilizzare impianti di lunghezza inferiore agli 8 mm per protesizzare mono impianti.


### VITE TAPPO PER IMPIANTI TN

**EN01**

### MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI TN



**GN20**



**GN02**



**GN04**



**GN40**




**GN06**

### INSERITORI DIRETTI CON DOPPIO ESAGONO Ø 2,2

Manuale

Per Contrangolo



**CC05**

**CC45**

**CC45L**

### INSERITORI PER DISPOSITIVO DI MONTAGGIO (Ex. 2,67)

Per chiavi manuali

Per contrangolo



**CG03L**



**CH40**



**CH45**