

# IMPIANTO TIPO VC

Impianti VC Ø 3,5 mm con DOPPIO ESAGONO INTERNO 2,2 mm

VC Ø 3,5



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 3,5 x L. 7,0mm	<b>VC35070</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 3,5 x L. 8,5mm	<b>VC35085</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 3,5 x L. 10,0mm	<b>VC35100</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 3,5 x L. 11,5mm	<b>VC35115</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 3,5 x L. 13,0mm	<b>VC35130</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 3,5 x L. 14,5mm	<b>VC35145</b>	Colore : <b>VIOLA</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>

Impianti VC Ø 4,0 mm con DOPPIO ESAGONO INTERNO 2,2 mm

VC Ø 4,0



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 4,0 x L. 7,0mm	<b>VC40070</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,0 x L. 8,5mm	<b>VC40085</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,0 x L. 10,0mm	<b>VC40100</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,0 x L. 11,5mm	<b>VC40115</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,0 x L. 13,0mm	<b>VC40130</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,0 x L. 14,5mm	<b>VC40145</b>	Colore : <b>ARANCIO</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>

Impianti VC Ø 4,5 mm con DOPPIO ESAGONO INTERNO 2,2 mm

VC Ø 4,5



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 4,5 x L. 7,0mm	<b>VC45070</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,5 x L. 8,5mm	<b>VC45085</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,5 x L. 10,0mm	<b>VC45100</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,5 x L. 11,5mm	<b>VC45115</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,5 x L. 13,0mm	<b>VC45130</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>
Ø 4,5 x L. 14,5mm	<b>VC45145</b>	Colore : <b>BLU</b>	Lettera : <b>C</b> Colore : <b>GRIGIO</b>

## VITE TAPPO PER IMPIANTI TIPO VC

Per impianti  
crestali

Per impianti  
sottocrestali  
1 mm

Per impianti  
sottocrestali  
2mm



**EC1**



**EC2**



**GC1**

## MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI TIPO VC (CONNESSIONE TIPO C)

Da utilizzare su impianti sottocrestali per  
tutte le componenti tranne i TI-BASE rotanti

Da utilizzare per i T-BASE rotanti sottocrestali  
e per tutte le componenti crestali o sovracrestali



**GC40**



**GC60**



**GC2**



**GC4**



**GC6**

## INSERITORI DIRETTI CON DOPPIO ESAGONO Ø 2,2

Manuale

Per Contrangolo



**CC05**



**CC45**



**CC45L**

## INSERITORI PER DISPOSITIVO DI MONTAGGIO (Ex. 2,67)

Per chiavi manuali

Per contrangolo



**CG03L**



**CH40**




**CH45**

# PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI VC

## VC DIAMETRO 3,5 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 3,5 lunghezza 11,5

## VC DIAMETRO 4,0 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,0 lunghezza 11,5

## VC DIAMETRO 4,5 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F300L



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,5 lunghezza 11,5