

IMPIANTO TIPO V (VSO)

Impianti VSO CILINDRICI **Ø 3,2 mm** con PIATTAFORMA 3,2 mm EX INT. 2,2 mm

VSO Ø 3,2



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 3,2 x L. 8,5mm	VX32085	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 10,0mm	VX32100	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 11,5mm	VX32115	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 13,0mm	VX32130	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 14,5mm	VX32145	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 16,0mm	VX32160	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,2 x L. 17,5mm	VX32175	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO

Impianti VSO CILINDRICI **Ø 3,8 mm** con PIATTAFORMA 3,2 mm EX INT. 2,2 mm

VSO Ø 3,8



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 3,8 x L. 8,5mm	VX38085	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,8 x L. 10,0mm	VX38100	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,8 x L. 11,5mm	VX38115	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,8 x L. 13,0mm	VX38130	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,8 x L. 14,5mm	VX38145	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO
Ø 3,8 x L. 16,0mm	VX38160	Colore : VERDE	Lettera : X Colore : GIALLO

Impianti VSO CILINDRICI **Ø 4,4 mm** con PIATTAFORMA 3,8 mm EX INT. 2,67 mm

VSO Ø 4,4



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA
Ø 4,4 x L. 8,5mm	VR44085	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO
Ø 4,4 x L. 10,0mm	VR44100	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO
Ø 4,4 x L. 11,5mm	VR44115	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO
Ø 4,4 x L. 13,0mm	VR44130	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO
(Pag.19) * Ø 4,4 x L. 14,5mm	VR44145	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO
(Pag.19) * Ø 4,4 x L. 16,0mm	VR44160	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO

VITE TAPPO PER **VX32** e **VX38**



EX01


MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI **VX32** e **VX38** (PIATTAFORMA 3,2)




GX20



GX02



GX04



GX40



GX06

VITE TAPPO PER **VR44**



ER01


MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI **VR44** (PIATTAFORMA 3,8)




GR20




GR02



GR04




GR40



GR06


PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI VSO

VSO DIAMETRO 3,2 ●




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diam. 3,2 lunghezza 13

VSO DIAMETRO 3,8 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 3,8 lunghezza 13

VSO DIAMETRO 4,4 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,4 lunghezza 13