


PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI TC

TC DIAMETRO 4,3 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,3 lunghezza 11,5

TC DIAMETRO 4,8 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F250H




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,8 lunghezza 11,5

TC DIAMETRO 6,0 ●

Cilindriche universali

F01 F200H F300L



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 6,0 lunghezza 11,5