


MUA DRITTI TIPO A

CE
0476

CONNETTORI CONICI DI TITANIO



MONCONI CONICI AVVITABILI DI TITANIO



CAPPETTE DI GUARIGIONE

SU CONNETTORI CONICI E MONCONI CONICI TIPO A

DESCRIZIONE	CODICE
Ø 4,0	GH40
Ø 5,0	GH50
Ø 6,0	GH60
Ø 7,0	GH70
Ø 8,0	GH80

VITI DI FISSAGGIO PER CAPPETTE DI GUARIGIONE

SU MONCONI CONICI TIPO A

BASSI H. 1 e ALTI H. 3



K30A

SU CONNETTORI CONICI

BASSI H. 1

ALTI H. 3



K301



K302

LEGENDA CODICI :

X = Ex. 2,2 - Piat. 3,2 (Impianti : **VX32** - **VX38** - **TX40** - **RX38**)

R = Ex. 2,67 - Piat. 3,8 (Impianti : **VR44** - **VR55** - **TR48** - **TR55** - **TR60** - **Q** - **RR**)

COMPONENTI PROTESICHE SU MUA TIPO A

CE IMPRONTA SU CONNETTORI E MONCONI CONICI TIPO A

ANALOGO
TIPO A



K4H4

MONCONE PER
IMPRONTA
(Transfert)



K3H30

VITI PER MONCONI CONICI TIPO A

IMPRONTA



K4HA3

K4HA2

CERATURA



K3H7

VITI PER CONNETTORI CONICI

IMPRONTA



K4H13

CERATURA



K3H3



ATTENZIONE: Nel caso il transfert K3H30 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

COMPONENTI PER SISTEMATICHE CAD - CAM SU MUA TIPO A

ANALOGO PER IMPRONTA DIGITALE



UTILIZZO:

- Modello stampa 3D da impronta digitale
- Modello fresato da impronta digitale

K4H44

SCANABUTMENT



K4H93

CE 0476 TI - BASE PER INCOLLAGGIO

STANDARD



K3H15

ALTO



K3H10

Ad esaurimento

MONCONI DI TITANIO ROTANTI
SU MUA TIPO A

PER SALDATURA
(Componente in Titanio)



K3S10

PER PROVVISORI



K3H10 Rev.1

BASI DA SOVRAFUSIONE - MONCONI CALCINABILI DIRITTI
SU MUA TIPO A

TUTTO
CALCINABILE



K3H4

BASE
CROMOCOBALTO
Da abbinare al
calcinabili KH77



K3H6



KH77

BASE TITANIO
Da abbinare al
calcinabile KH09



K3H9



KH09

* N.B. Sono disponibili fino ad esaurimento le Basi in Oro K3H8 da abbinare al calcinabile KH78

CALCINABILI CON ASSE INCLINATO 15° E 25° PER BASE CROMOCOBALTO E VITE PROTESICA

BASE CROMOCOBALTO
Da abbinare ai
calcinabili 15°-25°



K3H6

CALCINABILE
ANGOLATO 15°



KH15

CALCINABILE
ANGOLATO 25°



KH25

VITE
PROTESICA
Solo per calcinabili
angolati 15° e 25°



K3P5A

DISPOSITIVO
DI SERRAGGIO



KA-CT-25

ADATTATORE
PER DISPOSITIVO
DI SERRAGGIO



CHF5