

MUA DRITTI E ANGOLATI TIPO C

CE
0476

MUA TIPO C DRITTI



MUA TIPO C ANGOLATI 15°



Questi monconi sono dotati di estrattori disponibili in 3 altezze raffigurati a pag. 21

MUA TIPO C ANGOLATI 25°



Questi monconi sono dotati di estrattori disponibili in 3 altezze raffigurati a pag. 21

MUA TIPO C ANGOLATI 35°



Questi monconi sono dotati di estrattori disponibili in 3 altezze raffigurati a pag. 21

COMPONENTI PROTESICHE SU MUA TIPO C

CE IMPRONTA SU MUA TIPO C

ANALOGO



K4C4

MONCONE DA IMPRONTA (Transfert)



K3C30

VITI PER IMPRONTA

Standard



K4HC

Per Transfert tagliato



K4HC2

VITE PER CERATURA



K4C7

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA TIPO C

AVVITABILE



GC54

BANDIERINA PER POSIZIONAMENTO MUA ANGOLATI TIPO C CE



CC26



ATTENZIONE: Nel caso il transfert K3C30 risultasse alto è possibile ridurlo asportando tutta la zona contrassegnata in verde come riportato sopra.

CE COMPONENTI PER SISTEMATICHE CAD - CAM PER MUA TIPO C

ANALOGO PER IMPRONTA DIGITALE



K4C44

UTILIZZO:

- Modello stampa 3D da impronta digitale
- Modello fresato da impronta digitale

SCANABUTMENT

CE




K4C93

TI - BASE PER INCOLLAGGIO



K3C15

VITE PROTESICA (Per tutti i monconi)



K3PC

CE MONCONI DI TITANIO ROTANTI PER MUA TIPO C

0476

SALDATURA (Componente in Titanio)



K3C12

PROVVISORI



K3C14

BASI DA SOVRAFUSIONE - MONCONI CALCINABILI DIRITTI PER MUA TIPO C

TUTTO CALCINABILE

CE



K3C44

BASE CROMOCOBALTO

Da abbinare al calcinabili KH77



K3C96

CE



KH77

BASE TITANIO

Da abbinare al calcinabile KH09



K3C95

CE



KH09

CALCINABILI CON ASSE INCLINATO 15° E 25° PER BASE CROMOCOBALTO E VITE PROTESICA

BASE CROMOCOBALTO

Da abbinare ai calcinabili 15°-25°



K3C96

CALCINABILE ANGOLATO 15°

CE



KH15

CALCINABILE ANGOLATO 25°

CE



KH25

VITE PROTESICA

Solo per calcinabili angolati 15° e 25°



K3P5C

DISPOSITIVO DI SERRAGGIO



KA-CT-25

ADATTATORE PER DISPOSITIVO DI SERRAGGIO



CHF5